

NUEVO

IPS Ivocolor

Maquillajes y glaseados universales


One for all



ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Masas de maquillaje para todas las cerámicas IPS*

personalizar
IPS Style®
flexible
Cerámicas
IPS Empress®
Estética
Eficiente
IPS Empress®
IPS d.SIGN®
IPS InLine®
personalizar
maquillajes
IPS InLine®
Eficiente
IPS e.max®
maquillajes
universal
IPS Classic®
versátil
Zenostar®



* con la excepción de las restauraciones sin cristalizar de IPS e.max CAD y CAD-on.

refinar

flexible

max[®]

personalizar

Essence

Glasear

color universal

Estética

IPS d.SIGN[®]

IPS Style[®]

IPS Ivocolor es un sistema de masas de Maquillaje y Glaseado para las cerámicas de inyección, CAD y de estratificación de Ivoclar Vivadent y los circonios Zenostar[®] de Wieland Dental. Ahora, los técnicos dentales, sólo necesitan un kit para personalizar y glasear sus restauraciones. Esto le permite trabajar más eficientemente, mejorar la rentabilidad del laboratorio y lograr restauraciones de una gran calidad.

¿Qué ventajas ofrece IPS Ivocolor a los técnicos dentales?

- Libertad a la hora de personalizar la restauración gracias a poder seleccionar la composición del color.
- Manejo eficiente gracias a la nueva formulación de la pasta.
- Alto brillo que se obtiene a temperaturas de cocción tan bajas como 710°C
- Brillo impoluto, sin decoloraciones grises o blancas.
- Indicado tanto para cerámicas IPS de alta y baja fusión.



IPS Ivocolor Shade

Adaptación del color: rápida, fácil, exquisita



Las pastas de color IPS Ivocolor están diseñadas para encajar con la guía de color A–D

- 9 materiales de IPS Ivocolor Shade Dentin que ofrecen una alta eficiencia en la personalización de las restauraciones
- 3 materiales IPS Ivocolor Shade Incisal para superficies incisales de aspecto natural
- Una aplicación fácil de usar y homogénea gracias a la nueva formulación en gel
- Especialmente indicado para la personalización de restauraciones monolíticas
- Distintos niveles de fluorescencia, dependiendo del color

IPS Ivocolor Shade Dentin



Shade Incisal



Aplicación de matices de color usando Shade Dentin



Personalización del área incisal usando Shade Incisal




IPS Ivocolor Essence

Efectos, matices y acentuaciones:
reproducción fiel de lo natural



IPS Ivocolor Essence ofrece una gran libertad en la personalización de las restauraciones:

- Maquillajes homogéneos gracias a sus finas partículas de polvo de vidrio
- Con posibilidad de elegir entre 23 materiales de la gama de Essence que ofrece un color para cada necesidad.
- Opciones de procesamiento versátil gracias al formato de suministro en polvo
- Fluidos Essence especialmente diseñados para conseguir una consistencia tipo pasta
- Distintos niveles de fluorescencia, dependiendo del color



Caracterización de superficie



Efectos de color en la técnica de estratificación



IPS Ivocolor Glaze

El nuevo estándar en materiales de glaseado



IPS Ivocolor Glaze para unos resultados de cocción fiables con exactitud del color:

- Alto brillo en un único proceso de cocción
- Brillo consistente, independientemente del sustrato de la cerámica (por ej. cut-back)
- Sin decoloraciones grises y blancas
- Glaseados con o sin efectos fluorescentes
- Disponible en formato polvo y pasta

Materiales de glaseado tanto para cerámicas de alta como de baja fusión.



Obtención de un alto brillo a temperaturas de cocción tan bajas como 710°C



IPS Ivocolor y Hornos de cerámica Programat®

Para asegurar que el éxito en los procesos de cocción no se deja al azar, Ivoclar Vivadent ha diseñado la gama de hornos de cerámica Programat®.

- En el horno se encuentra una selección de programas para IPS Ivocolor fácilmente elegibles.
- Temperatura individual de cocción para los procesos de cocción de maquillaje y glaseado con la técnica cut-back y a volumen total.
- Resultados de cocción consistentes gracias al preciso control de temperatura y una distribución homogénea de la misma.

El horno de cerámica Programat® P710 de Ivoclar Vivadent viene equipado con el Asistente al Color Digital patentado para la toma de color digitalizada. El DSA compara los valores seleccionados de la guía de color con el color de los dientes naturales del paciente y muestra en pantalla el color adecuado.



1. Preseleccionar los tres colores más afines a la dentadura del paciente.



2. Tomar una fotografía de los dientes y la guía de color y transferir los datos al horno usando una tarjeta de memoria SD, un dispositivo USB o por WLAN.

3. Seleccionar el modo Análisis del Color, importar las fotos y empezar la determinación digital del color. Los valores de brillo y saturación (valores L-, A- y B) pueden mostrarse también.



Formato de suministro

IPS Ivocolor Starter Kit

5x IPS Ivocolor Shade
5x IPS Ivocolor Essence
1x IPS Ivocolor Glaze Powder
1x IPS Ivocolor Glaze Paste
1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround
1x IPS Ivocolor Essence Fluid
1x IPS Ivocolor Shade Guide – Shade
1x IPS Ivocolor Shade Guide – Essence

IPS Ivocolor Shade Kit

9x IPS Ivocolor Shade Dentin
3x IPS Ivocolor Shade Incisal
1x IPS Ivocolor Glaze Paste
1x IPS Ivocolor Glaze Paste FLUO
1x IPS Mixing Liquid allround
1x IPS Mixing Liquid longlife
1x IPS Ivocolor Shade Guide – Shade

IPS Ivocolor Essence Kit

23x IPS Ivocolor Essence
1x IPS Ivocolor Glaze Powder
1x IPS Ivocolor Glaze Powder FLUO
1x IPS Ivocolor Mixing Liquid allround
1x IPS Ivocolor Essence Fluid
1x IPS Ivocolor Shade Guide – Essence

Recambios individuales

IPS Ivocolor Shade

Pastas listas para usar en 9 colores Dentin y 3 Incisal
Formato de suministro Frascos de 3 gramos

IPS Ivocolor Essence

Polvos de maquillaje en 23 colores diferentes
Formato de suministro Frascos de 1,8 gramos

IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO

Pastas de glaseado con o sin efectos fluorescentes
Formato de suministro: frasco de 3 y 9 gramos

IPS Ivocolor Glaze Powder/FLUO

Polvo de glaseado con o sin efectos fluorescentes
Formato de suministro: frasco de 1,8 y 5 gramos





Prótesis Fija

IPS Ivoclar forma parte de la categoría de producto "Prótesis Fija". Los productos de esta categoría cubren todos los procedimientos involucrados en las restauraciones de prótesis fijas desde la preparación hasta los cuidados de la restauración. Los productos están óptimamente coordinados entre sí y permiten un exitoso proceso y aplicación.



ESTOS SON OTROS PRODUCTOS DE ESTA CATEGORÍA:

IPS e.max® System

all ceramic – all you need



La solución completa que cubre todas las indicaciones

- Altamente estético, materiales de alta resistencia para la técnica de inyección y CAD/CAM
- Cerámicas únicas de disilicato de litio (LS₂) y óxido de circonio para restauraciones que van desde delgadas carillas a puentes de largo recorrido.
- Flexibilidad de cementación: adhesivos, auto-adhesivos y convencional

Programat®

Hornos de cocción e inyección para todas las necesidades



Equipado con la más avanzada y probada tecnología e innovaciones

- Resultados de cocción e inyección impresionantes
- Idealmente coordinado con los materiales de cerámica de Ivoclar Vivadent
- Manejo sencillo

¿Le gustaría saber más sobre los productos de la categoría "Prótesis Fija"? Simplemente póngase en contacto con su representante de ventas o visite www.ivoclarvivadent.com para más información.

Ivoclar Vivadent AG
 Bendererstr. 2
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 Tel. +423 235 35 35
 Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.L.U.
 Carretera de Fuencarral nº24
 Portal 1 – Planta Baja
 28108-Alcobendas (Madrid)
 España
 Tel. +34 91 375 78 20
 Fax +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

es/2015-11-30

ivoclar
vivadent
 passion vision innovation